






**Paraugu savākšanai un transportēšanai paredzēto stobriņu un komplektu, kā arī testu, kas balstās uz antivielu un antigēnu noteikšanu, klasifikācija atbilstoši 2022. gadā spēkā esošajai Kombinētajai nomenklatūrai<sup>1</sup>**

Veids/Apraksts	Stobriņa vides sastāvdaļu piemēri	
<p>Stobriņā esoša vide satur ķīmiskas vielas, kas paredzētas vīrusu inaktivēšanai, stabilizējot vīrusu DNS/RNS. <i>Inactivated Transport Media (ITM)</i> un <i>Molecular Transport Media (MTM)</i> stobriņi.</p> <p><b>KN kods 3923 30 10</b></p>	<p>Guanidīna sāļi</p> <p>Triton X-100</p> <p>Tris(hidroksimetil)aminometāns</p> <p>Hlorūdeņradis</p> <p>Etilēndiamīntetraetiķskābe</p> <p>Nātrijs hidroksīds (Na(OH))</p>	
<p>Stobriņā esoša vide ir barotne, kas paredzēta vīrusu/citu organismu dzīvotspējas uzturēšanai. <i>Virus Transport Media (VTM)</i> un <i>Universal Transport Media (UTM)</i> stobriņi. Komplektā iekļauts arī tampons paraugu ņemšanai.</p> <p><b>KN kods 3821 00 00</b></p>	<p>Henka sabalansēts sāls šķīdums (HBSS)</p> <p>Liellopu seruma albumīns (BSA)</p> <p>Fenols sarkanais</p> <p>Gentamicīns</p> <p>Penicilīns</p> <p>Glikoze</p> <p>Nātrijs hidroksīds (Na(OH))</p>	
<p>Avoti: <a href="https://shevenmed.com/portfolio-items/virus-specimen-collection-tube-kits">https://shevenmed.com/portfolio-items/virus-specimen-collection-tube-kits</a> (informācija par ITM un VTM stobriņiem), <a href="https://www.fishersci.com/shop/products/molecular-transport-media-2/23100401">https://www.fishersci.com/shop/products/molecular-transport-media-2/23100401</a> (MTM stobriņa bildei), <a href="https://www.labcorp.com/">https://www.labcorp.com/</a> (informatīvais buklets UTM stobriņa bildei)</p>		

<sup>1</sup> Komisijas 2021.gada 12.oktobra Īstenošanas regula (ES) 2021/1832, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

Veids/Apraksts	Piemērs
<p>Plastmasas stobriņi ar vai bez konservanta, bet <b>nesatur barotni, kas paredzēta vīrusu/citu organismu dzīvotspējas uzturēšanai.</b></p> <p><b>KN kods 3923 30 10</b></p>	
<p>Testa komplekts siekalu paraugu savākšanai. Stobriņā esoša vide satur konservantu, bet <b>nesatur barotni, kas paredzēta vīrusu/citu organismu dzīvotspējas uzturēšanai.</b></p> <p>Komplektā bez stobriņa ar buferšķīdumu iekļauts arī <u>siekalu savākšanas trauciņš ar piltuvi.</u></p> <p><b>KN kods 3923 90 97</b></p>	
<p>Vakutainera stobriņi asins u.c. ķermeņa šķidrumu (likvora, sinoviālā šķidruma) paraugu ņemšanai ar vai bez antikoagulantu piedevas.</p> <p><b>KN kods 9018 39 00</b></p>	

Komplekti paraugu ņemšanai, kas sastāv no:

- stobriņa ar iepildītu konservantu, bet **nesatur barotni, kas paredzēta vīrusu/citu organismu dzīvotspējas uzturēšanai**
- tampona vai lāpstiņas
- ar vai bez papildu trauciņa/stobriņa

**KN kods 3923 30 10**



Komplekti paraugu ņemšanai, kas sastāv no:

- stobriņa ar iepildītu konservantu, bet **nesatur barotni, kas paredzēta vīrusu/citu organismu dzīvotspējas uzturēšanai**
- ar vai bez papildus trauciņa/stobriņa
- **citiem palīgpriekšmetiem no plastmasas (piltuves, Pastēra pipetes u.c.)**

**KN kods 3926 90 97**



Avoti: <https://www.sks-science.com/centrifuge-tubes-and-test-tubes-p-10193.html> (tukšu stobriņu bildei), <https://en.suntrine.com/product/viral-transport-medium-tube-with-swab-saliva-sample-collection/> (siekalu komplekta bildei), <https://www.globalscientific.co.uk/primary-urine-collection-kit-with-boric-acid.html> (urīna savākšanas komplekta bildei), <https://www.dufortlavigne.com/produit/ABB09K1202> (universālā savākšanas komplekta bildei)

## Veids/Apraksts

Ātrie antivielu un antigēnu testi, enzīmu imūnsorbcijas testi (ELISA) gan ātrie gan reaģentu komplekti laboratorijas analīzēm, hormona vērtības, kas lielākā par robežvērtību noteikšanas testi:

- **infekcijas slimību antigēnu vai antivielu testi** (A, B, C vai E hepatīta vīruss, cilvēka imūndeficīta (HIV) vīruss, sifiliss, A un B tipa gripa, *Helicobacter Pylori*, tuberkuloze, rota- un adenovīruss, *Salmonella Typhi* IgG/IgM, tropu drudzis, *Mycoplasma Pneumoniae*, *Chlamydia Pneumoniae*, koronavīruss (COVID-19));
- **auglības un uroģenitālo infekcijas slimību testi** (grūtniecības (nosaka hCG), ovulācijas (nosaka LH), menopauzes (nosaka FSH), hlamidioze, gonoreja;
- **TORCH infekciju antivielu testi**;
- **kardioloģiskie marķieri** (Troponīns I, mioglobīns, CK-MB);
- **audzēju marķieri** (alfa-fetoproteīns (AFP), karcinoembrionālais antigēns (CEA), slēptās asinis fekālijās, prostatas specifiskais antigēns (PSA));
- **citi testi un testam paredzēto vielu komplekti**

KN kods 3822 19 00

## Piemērs



Reaģenti asins grupu noteikšanai

**KN kods 3822 13 00**



Avots: <https://www.surebiotech.com/products/> (informācija par testa veidiem), <https://www.indiamart.com/proddetail/elisa-test-kit-14028707455.html> (ELISA komplekta bildei), <https://www.indiamart.com/proddetail/anti-abd-fgm-blood-group-test-kit-20649633530.html> (reaģentu asins grupu noteikšanas bildei)